

P R O D U C T C A T A L O G

総合カタログ Vol.5

Arakawa Seisakujo JAPAN

- Anoscope & Proctoscope
- Retractor
- All operation instruments



株式会社 荒川製作所

医療機器製造・販売・修理

弊社は昭和35年創業の医療機器製造メーカーです

主 要 品 目 手術・検査用鋼製器具
デジタルアノスコープ、肛門鏡、開創器、各種処置具
鉗子、剪刀、持針器、鑷子、電動診察台、医療用潤滑剤Zゼリー

本 社 別 館 〒120-0013 東京都足立区弘道1-3-26
TEL : 03-5888-6855 FAX : 03-5888-6880
E-mail : info@arakawaseisakujo.com

大阪営業所 〒563-0055 大阪府池田市菅原町2-1
TEL : 072-750-0133 FAX : 072-750-0129



本社別館 外観

クリニック開業支援

新規開業にあたっては...

- クリニックの新規開業を検討しているが何から始めればいいのか悩んでいる
- 開業コンサルタントへ相談してみたいが、信頼できる業者が分からない
- 肛門科のノウハウを持った人に相談してみたい
- 開業には資金が必要なのに、コンサルタント費用を払うのはもったいない
- 日々診療をしながら開業準備を進めることは、時間的な制約、労力の問題、資金面・集客力の不安などにより、なかなか決断することが難しい



そのような時に肛門科に特化した医療機器メーカー 株式会社荒川製作所がお役に立ちます
さまざまな肛門科の開業をお手伝いしてきた実績・ノウハウを活かし、クリニックの開業をフルサポートします

調剤薬局事業

現在、日本全国に6店舗の調剤薬局を展開しております
今後も地域医療に貢献し、あらゆるニーズに応えてまいります

シンセン薬局 東京都杉並区	レインボー薬局 東京都中央区日本橋	りばん薬局 東京都足立区
トウキョウ薬局 千葉県君津市	オアシス薬局 大阪府堺市	シティ薬局 大阪府池田市



関連会社

株式会社 サカキ 株式会社 イチイ 株式会社 エンジュ ARAKAWA(Thailand)Co.,Ltd.
株式会社 コンベンションセクレタリアット東京

INDEX

デジタルアノスコープ

デジタルアノスコープ 3

肛門鏡

筒型肛門鏡グリップタイプ 5

筒型肛門鏡セット 5

LED肛門鏡グリップ 6

プラスチック肛門鏡 6

肛門開創器(辻仲グリップタイプ) 7

処置用肛門鏡(鳥越グリップタイプ) 7

処置用肛門鏡(服部グリップタイプ) 7

肛門鏡横浜MODEL 7

辻仲部分スリット肛門鏡 7

岩垂式狭窄用肛門鏡 7

筒型肛門鏡(黒川タイプ柄付) 8

筒型肛門鏡(柄付) 8

肛門開創器(辻仲タイプ柄付) 8

処置用肛門鏡(鳥越タイプ柄付) 8

処置用肛門鏡(服部タイプ柄付) 8

Z式肛門鏡 9

ストランゲ型肛門鏡(岩垂タイプ) 10

ストランゲ型肛門鏡柄付
(齋藤タイプ) 10

開肛器

開肛器 10

パークス開肛器 11

肛門機能測定器

松田式アノスケール 12

直腸器

プラスチック直腸鏡 13

痔核結紮器・処置具

痔核結紮器セット 14

肛門吸角 14

処置具

銀製ゾンデ／クリプトフック／

ステンレス製Sゾンデ 15

粘膜用ケリー鉗子 16

黒川剥離剪刀 16

短型ケリー止血鉗子 16

痔瘻用ケリー剥離鉗子 16

筋鉤 17

LSIS用筋鉤 17

デシャン 17

両頭鋭匙 18

粘膜剥離剪刀 18

痔核鑷子 18

痔核鉗子 18

有柄式肛門鏡 19

増田式有柄肛門鏡 19

肛門拡張ブージー 19

肛門径ゲージ 19

大腸外科器具

大腸外科器具 20

開創器

セントマークス型直腸鉤 21

直腸鉤(癌研タイプ) 22

鋼製小物 刃刀

外科剪刀 23

メーヨー剪刀 24

眼科剪刀 24

形成剪刀 24

メツツェンバーム剪刀 25

粘膜剥離剪刀 25

細部剪刀／キルナー剪刀 25

糸切剪刀／下甲介剪刀 26

ギプス剪刀／外科剪刀(ロング) 26

剥離形成剪刀／

スティープンス切開剪刀 26

鋼製小物 鉗子

ペアン止血鉗子／コッヘル止血鉗子 27

モスキートペアン鉗子／

モスキートコッヘル鉗子 27・28

剥離鉗子 28

タオル鉗子 29

爪切鉗子 29

直角鉗子／リスター鉗子 30

チューブ鉗子／アリス鉗子 30

痔核鉗子／麦粒鉗子 30

鋼製小物 持針器

ヘガール／サロット／剪刀付持針器 31

ライダー／マイクロ／マツチュウ／

ローゼル持針器 32

鋼製小物 持針器

マツチュウ持針器 33

鋼製小物 ピンセット

外科ピンセット 33

マッカンドウ／アドソン／

異物ピンセット 34

その他 鋼製小物

ルーツェ／チップ付ピンセット 35

痔核／ドベーカーピンセット 35

その他鋼製小物 36～38

その他

内視鏡・肛門手術用処置台 39

電動診察台 39

LED照明灯 40

バイポーラ凝固器 40

Zゼリー 41

Zパッド

<滲出液吸収・汚れ防止パッド> 41

Zシート

<滲出液吸収・汚れ防止シート> 42

ボトムクッション 42

携帯用おしり洗浄器 42

デジタルアノスコープ (直腸・肛門用カメラシステム)

デジタルアノスコープ【USB タイプ】

AT-DA002

NEW




インフォームドコンセントに最適

- 診察時の説明をより詳細に、患者様と同時に患部画像を見ながら具体的に説明できます。
- カメラ本体のみをUSBにてPCに接続するだけで使用できます。
(※専用ソフトが必要です)
ケーブル配線や電源確保の必要がありません。
- ハンドルのキャプチャーボタンによりPCにJPEG画像を取込むことができます。



各色選べます。




ブラック ブラウン ブルー スカイブルー グリーン バイオレット レッド ピンク オレンジ ゴールド イエロー シルバー

デジタルアノスコープ 画像取込ソフト

AT-DA031

スタート画面

患者IDを手入力、またはカードリーダー・
バーコードリーダーで入力できます。



- ノートPCやタブレットPCに接続することにより、省スペース・持ち運びにも便利です。
- 各種グリップ用肛門鏡に接続できます。
- 専用ソフトにより静止画(JPEG)及び動画(AVI)の撮影が出来、任意のフォルダに保存できます。

イメージセンサー	1／4インチ CMOSセンサー	静止画キャプチャ	320×240 ピクセル(QVGA)	
最高解像度	1920×1080 ピクセル(約200万画素)		640×480 ピクセル(VGA)	
インターフェース	USB 2.0		1024×768 ピクセル(XGA)	
質 量	約150g		1280×720 ピクセル(HD)	
消費電流	約200mA		1920×1080 ピクセル(FHD)	
ケーブル長	1.7m(コネクター部含む)	ドライバ	下記OS標準装備のドライバを使用 ※USB Video Class	
キャプチャーボタン	付属のソフトで静止画の取込み時に使用	動作環境	Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10 ※Windows 7で使用する際は、MJPGコーデックのインストールが必要です。 動画撮影時はPCのスペックにご注意ください。	
ビデオレビュー解像度 (ピクセル)と 最大フレームレート(fps)	60fps 320×240 60fps 640×480 60fps 1024×768 60fps 1280×720 30fps 1920×1080		動作温度	-10～45℃
画質調整機能	明るさ、コントラスト、鮮明度、ガンマ、ホワイトバランス		保存温度	-30～60℃

※商品の仕様及び、外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合もあります。
※記載の商品名、会社名はそれぞれ各社の登録商標の場合があります。



注意

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないで下さい。火災、感電、故障などの原因になることがあります。
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

肛門鏡

筒型肛門鏡グリップタイプ (黒川タイプI)



黒川梅田診療所
黒川彰夫先生
御指導

筒型肛門鏡 グリップタイプ

AT-KA001	Lサイズ	(90×20mm)
AT-KA004	LMサイズ	(80×18mm)
AT-KA002	Mサイズ	(75×17mm)
AT-KA007	MSサイズ	(73×15mm)
AT-KA003	Sサイズ	(70×12mm)



ヒルシュマン型肛門鏡

AT-KA020	Lサイズ	(90×20mm)
AT-KA023	LMサイズ	(80×18mm)
AT-KA021	Mサイズ	(75×17mm)
AT-KA024	MSサイズ	(73×15mm)
AT-KA022	Sサイズ	(70×12mm)

筒型肛門鏡セット (黒川タイプI)



筒型肛門鏡セット

AT-KA101

セット内容

筒型肛門鏡 Lサイズ×1	筒型肛門鏡 Mサイズ×1	筒型肛門鏡 Sサイズ×1
LED肛門鏡グリップ×1	専用ケース×1	

肛門鏡

LED肛門鏡グリップ



LED 肛門鏡グリップ

AT-GR003

LEDランプにより、明るく自然な色合いを再現

従来の商品より電池の寿命が長く(単四電池 3 本使用)、さらに LED ランプ使用により電球交換が必要なく、ランニングコストを抑えられます。ハンドル部はカラーバリエーション豊富で、オプションでネーム入れも可能です。

各種肛門鏡に
接続可能です。



※写真はZ式肛門鏡

(従来品との比較)

キセノンランプ付
肛門鏡グリップ

LED 肛門鏡グリップ



ブラック ブラウン ブルー スカイブルー グリーン パイオレット レッド ピンク オレンジ ゴールド イエロー シルバー

プラスチック肛門鏡



プラスチック肛門鏡 (10本入/箱)

AT-PT001 Mサイズ (75×17mm)

プラスチック肛門鏡セット

AT-PT101

・単品売もあります。

- ディスポーザブル製品の為、衛生的です。
- 筒型肛門鏡のMサイズと同等の大きさになります。



セット内容

プラスチック肛門鏡×13 (3本+10本入/箱) LED肛門鏡グリップ×1
専用ケース×1

肛門鏡

処置用肛門鏡




辻仲病院 柏の葉
辻仲康伸先生
御指導

肛門開創器 辻仲グリップ用タイプ

AT-TY004 Lサイズ
AT-TY003 Mサイズ
AT-TY006 Sサイズ

	AT-TY004(L)	AT-TY003(M)	AT-TY006(S)
A:全 長	100mm	90mm	80mm
B:外 径	48mm	46mm	43mm
C:先端部幅	15mm	13mm	11mm
D:手元部幅	28mm	26mm	24mm
E:先端外径	24mm	22mm	20mm




とりごしクリニック
鳥越義房先生
御指導

処置用肛門鏡 鳥越グリップ用タイプ

AT-TT001 Lサイズ
AT-TT003 Mサイズ
AT-TT005 Sサイズ

	AT-TT001(L)	AT-TT003(M)	AT-TT005(S)
A:全 長	80mm	76mm	74mm
B:外 径	45mm	40mm	33mm
C:先端部幅	15mm	14mm	12mm
D:手元部幅	30mm	26mm	22mm
E:先端外径	22mm	19mm	16mm



はっとり大腸肛門クリニック
服部和伸先生
御指導

処置用肛門鏡 (服部グリップ用タイプ)

AT-HY002

	AT-HY002
A:全 長	83mm
B:有 効 幅	70mm
C:先端外径	12mm
D:手元外径	40mm



松島病院
松島誠先生
御指導

肛門鏡 横浜 MODEL

AT-MM010 LLサイズ
AT-MM011 Lサイズ
AT-MM012 Mサイズ

	AT-MM010(LL)	AT-MM011(L)	AT-MM012(M)
全 長	90mm	90mm	90mm
先端外径	10mm	10mm	10mm
中間外径	38mm	32mm	28mm
手元外径	45mm	40mm	34mm
スリット幅	9~26~33mm	9~22~30mm	9~20~26mm



東葛辻仲病院
松尾恵五先生
御指導

辻仲部分スリット肛門鏡

AT-TY011 Lサイズ
AT-TY012 Mサイズ

	AT-TY011(L)	AT-TY012(M)
全 長	100mm	90mm
有 効 長	80mm	70mm
先端外径	22mm	20mm
手元外径	48mm	46mm
スリット幅	14~18mm	12~16mm



岩垂純一診療所
岩垂純一先生
御指導

岩垂式狭窄用肛門鏡

AT-IJ011

	AT-IJ011
全 長	83mm
有 効 長	70mm
先端外径	12mm
手元外径	40mm
スリット幅	10~15mm

肛門鏡

柄付肛門鏡



黒川梅田診療所
黒川彰夫先生
御指導

筒型肛門鏡(黒川タイプ) 柄付

AT-KA030	Lサイズ	(90×20mm)
AT-KA031	LMサイズ	(80×18mm)
AT-KA032	Mサイズ	(75×17mm)
AT-KA033	MSサイズ	(73×15mm)
AT-KA034	Sサイズ	(70×12mm)



ヒルシュマン型肛門鏡 柄付

AT-KA040	Lサイズ	(90×20mm)
AT-KA043	LMサイズ	(80×18mm)
AT-KA041	Mサイズ	(75×17mm)
AT-KA044	MSサイズ	(73×15mm)
AT-KA042	Sサイズ	(70×12mm)




辻仲病院 柏の葉
辻仲康伸先生
御指導

肛門開創器(辻仲タイプ)

AT-TY001	Lサイズ
AT-TY002	Mサイズ
AT-TY005	Sサイズ

	AT-TY001(L)	AT-TY002(M)	AT-TY005(S)
A:全長	100mm	90mm	80mm
B:外径	48mm	46mm	43mm
C:先端部幅	15mm	13mm	11mm
D:手元部幅	28mm	26mm	24mm
E:先端外径	24mm	22mm	20mm




とりごしクリニック
鳥越義房先生
御指導

処置用肛門鏡(鳥越タイプ)

AT-TT002	Lサイズ
AT-TT004	Mサイズ
AT-TT006	Sサイズ

	AT-TT002(L)	AT-TT004(M)	AT-TT006(S)
A:全長	80mm	76mm	74mm
B:外径	45mm	40mm	33mm
C:先端部幅	15mm	14mm	12mm
D:手元部幅	30mm	26mm	22mm
E:先端外径	22mm	19mm	16mm



はっとり大腸肛門クリニック
服部和伸先生
御指導


処置用肛門鏡(服部タイプ)

AT-HY001

	AT-HY001
A:全長	83mm
B:有効長	70mm
C:先端外径	12mm
D:手元外径	40mm

肛門鏡

Z式肛門鏡



病変部が診やすく、四段階注射法に最適です。

特徴

- 通常の筒型よりも広角で視野が広い。
- 注入部位の固定が容易である。
- 注入部位の圧迫が可能で、注射液が肛門外に漏れるのを防止する。



東神戸病院
高村寿雄先生
御指導

Z式肛門鏡 柄付

AT-ZZ001 Lサイズ (83×20mm)
AT-ZZ002 Mサイズ (80×17mm)



黒川梅田診療所
黒川彰夫先生
御指導

Z式肛門鏡 柄付 ロングタイプ

AT-ZZ006 ロング Lサイズ (93×20mm)
AT-ZZ007 ロング Mサイズ (90×17mm)



東神戸病院
高村寿雄先生
御指導

Z式肛門鏡 グリップタイプ


AT-ZZ004 Lサイズ (83×20mm)
AT-ZZ003 Mサイズ (80×17mm)
AT-ZZ008 ロングLサイズ (93×20mm)
AT-ZZ009 ロングMサイズ (90×17mm)



東葛辻仲病院
松尾恵五先生
御指導

Z式肛門鏡 D型

AT-ZZ010




先端部形状

Z式肛門鏡は、内痔核の硬化療法剤を
四段階注射法に従って各主痔核の4箇所

- ① 痔核上部粘膜下層
- ② 痔核中央部粘膜下層
- ③ 痔核中央部粘膜固有層
- ④ 痔核下極部粘膜下層

に分割して注入する際に使用します。



肛門鏡

ストランゲ型肛門鏡



従来品よりも手元部を伸ばした為、操作が簡便容易です。



手元部がつや消し加工されている為、光の反射を防ぎ、目が疲れません。

岩垂純一診療所
岩垂純一先生
御指導

ストランゲ型肛門鏡 (大) 岩垂タイプ

AT-KG004

ストランゲ型肛門鏡 (小) 岩垂タイプ

AT-KG005

ストランゲ型肛門鏡 (細) 岩垂タイプ

AT-KG006

ストランゲ型肛門鏡 (中) 岩垂タイプ

AT-KG007

	AT-KG004	AT-KG005	AT-KG006	AT-KG007
先端部幅	14.0mm	12.0mm	11.5mm	12.0mm
手元部幅	21.5mm	19.5mm	17.0mm	19.5mm
有効長	65.0mm	55.0mm	65.0mm	65.0mm



大阪中央病院
齋藤徹先生
御指導

小牧型肛門鏡 (齋藤タイプ)

AT-KG010 (小)
AT-KG011 (大)

	AT-KG010 (小)	AT-KG011 (大)
先端部幅	12.0mm	16.0mm
手元部幅	19.5mm	23.5mm
有効長	55.0mm	65.0mm

開肛器



経肛門的消化管吻合に
適しています。

さいたま新開橋クリニック
佐藤知行先生
御指導

肛門開創器 (Sタイプ)

AT-SS001 ブレード有効長75mm ブレード幅14mm

開 肛 器

パークス開肛器 (3弁タイプ)



セット内容



パークス開肛器

AT-PK001



アイゼンハマー開肛器

AT-AH001

先端部幅	17.0mm
手元部幅	25.0mm
有効長	70.0mm



シムス開肛器 (窓付)


AT-SM001

先端部幅	17.0mm
手元部幅	25.0mm
有効長	70.0mm
窓 幅	9.0×62mm

肛門機能測定器

松田式アノスケール (肛門機能測定器)

京都民医連中央病院
松田直樹先生
御考案



特徴

これまで、肛門括約筋の「伸展性」や肛門の「せまさ」「ゆるさ」を知るには肛門内に挿入した検者の指の感覚に頼るしか方法がありませんでした。
それがこの器械で一定の方法で、簡単に測ることが出来るようになりました。
肛門がせまく便が出にくい人、その反対に肛門がゆるく締りの悪い人などの機能評価に役立ち、排便障害の治療にも役立ちます。
これは従来の肛門内圧検査とは異なる新しい考えの計測器です。

適応

- 便漏れ症例、肛門括約筋不全、などの評価
- 痔核や裂肛、痔瘻などの術前と術後の機能評価
- 直腸脱、肛門粘膜脱など肛門のゆるい症例の評価など

実際の測定法

- ① 検査に先立って患者さんに「これから検査のために肛門をゆっくりと開いて行きますが、途中で少しでも痛みを感じたら直ぐに知らせて下さい」と説明をする。
- ② 測定時の体位は、側臥位(シムス体位)でおこなう。
- ③ 測定器(本体とノギス)のスイッチを入れそれぞれ「ゼロ」に合わせる。
- ④ 肛門挿入部の2本のブレードにカバーをかぶせ、ゼリーを塗る。
- ⑤ 器械の2本のブレードをゆっくりと優しく肛門内に挿入する。
- ⑥ そして、本体とノギスの数値を見ながら器具の2本の柄の部分をゆっくり握り加圧拡張する。
- ⑦ 頻回に声をかけながら加圧して、わずかな痛みを感じた時点でそれぞれの数値を読む。この数値が肛門直径であり肛門の加圧による伸展力の数値となる。
- ⑧ ゆっくりとブレードを引き抜いて終了する。

直 腸 鏡

プラスチック直腸鏡(LED肛門鏡グリップ 共用タイプ)



二連送気球

AT-KB004

直腸鏡アダプターに接続して使用して下さい。



プラスチック直腸鏡 (25本入)

A.4200 ロングタイプ (21×250mm)

直腸鏡アダプター

AT-DA030



プラスチック直腸鏡 (25本入)

A.4300 ショートタイプ (21×130mm)

LED 肛門鏡グリップ

AT-GR003



LED肛門鏡グリップに
接続して使用して下さい。

プラスチック直腸鏡(LED直腸鏡グリップ 専用タイプ)



LED 直腸鏡用グリップ(横浜タイプ)

AT-MM201



LED 直腸鏡グリップ用 俵部(横浜タイプ)

AT-MM301



プラスチック 直腸鏡 ショート(横浜タイプ)

AT-MM401

プラスチック 直腸鏡 ロング(横浜タイプ)

AT-MM501

処置具

痔核結紮器セット



黒川梅田診療所
黒川彰夫先生
御指導

セット内容

痔核結紮器	1本	ノーズコーン	1本	装着器	1本
痔核鉗子	1本	痔核結紮用リング	100個	専用ケース	1箱

■消耗品別売り

痔核結紮器セット(内径12mm)

AT-KS100

特大型痔核結紮器セット(内径15mm)

AT-KS101

痔核結紮用リング(100個入)

AT-KA009(12mm用)

痔核結紮用リング(100個入)

AT-KA006(15mm用)

肛門吸角

- 外痔核や内痔核が腫大し、脱出性の内痔核や肛門ポリープの確認が容易です。
- 出血部位の確認ができます。
- 内痔核の手術前に脱出程度の確認と手術のデザインに便利です。

使用方法

視診の後、シムス位、砕石位で軽く臀部を開き吸角を密着させます。
三方活栓を確認し、軽いきませポンプで調節しながら吸引します。
診察が終了したら、三方活栓を開放にして陰圧を解消します。



肛門吸角セット

AT-KY100



肛門吸角セット(ワンハンドポンプタイプ)

AT-KY200

セット内容

丸型吸角ガラス×3	吸角ガラス×3
活栓付チューブ×1	吸引ポンプ×1

セット内容

丸型吸角ガラス×3	吸角ガラス×3
吸引ポンプ(ワンハンドタイプ)×1	



丸型吸角ガラス



吸角ガラス

処置具

銀製ゾンデ各種／クリプトフック各種／痔瘻結紮用ゴム紐 (黒川タイプ)

痔瘻結紮術(シートン法)に
適しています。

※ゾンデは別売りです。

痔瘻結紮用ゴム紐(黒川タイプ)1袋(10本入)

AT-KA011

黒川梅田診療所
黒川彰夫先生
御指導

クリプトフックの先端穴あけ加工等**特注可能**です。

銀製ゾンデ各種



AT-KA010
(穴なし)



AT-KA008
(穴あり)

クリプトフック各種



L
AT-KA015
(銀製)
AT-KA019
(ステンレス製)



M
AT-KA014
(銀製)
AT-KA018
(ステンレス製)



S
AT-KA013
(銀製)
AT-KA017
(ステンレス製)




SS
AT-KA012
(銀製)
AT-KA016
(ステンレス製)

(原寸大)

クリプトフック (松島タイプ)

松島病院
松島誠先生
御指導



クリプトフック (松島タイプ)

AT-MM001 Lサイズ
AT-MM002 Mサイズ



(原寸大)

ステンレス製 Sゾンデ


特徴

ゾンデ先端部に溝があり、糸を結ぶことができます。
穴ありゾンデと同様に使用できます。

肛門外科 渡辺医院
渡辺洋行先生
御指導

ステンレス製 Sゾンデ

AT-WH001



処置具

粘膜用ケリー鉗子



縦溝で先端及びシャフトが
しなやかなため、
粘膜の挫滅が少ない。

岡田光生先生
御指導

粘膜用ケリー鉗子(縦溝シャフト部 弯曲) 165 mm

BF-17720

黒川剥離剪刀



黒川梅田診療所
黒川彰夫先生
御指導

黒川剥離剪刀 鋭反 125 mm

BS-12720

短型ケリー止血鉗子



錦織病院
錦織方人先生
御指導

短型ケリー止血鉗子 無鉤 弱弯 160 mm

BF-16822

痔瘻用ケリー 剥離鉗子



先細 弱弯 180 mm

BF-18711



先細強弯(縦溝) 185 mm

BF-18712

先細強弯(横溝) 185 mm

BF-18713

処置具

筋鉤



痔瘻用 両頭扁平・双鈍鉤


BL-16002



深部痔瘻用 両頭扁平鉤

BL-16001

LSIS用筋鉤



シャフトが屈曲しているので、
肛門括約筋を牽引しやすく
好視野が得られます。

なかしま大腸・肛門外科クリニック
中島久幸先生
御指導

LSIS 用扁平鉤(シャフト屈曲)

BL-18010

デシャン

Thiersh法に
適しています。



内径 50mm (右)

AT-IJ001

内径 50mm (左)

AT-IJ002

処置具

両頭鋭匙



160mm 04-03

AT-C0511

160mm 00-0

AT-C0512

160mm 1-2

T-C0513

160mm 3-4

AT-C0514

両頭鋭匙(シャフト屈曲)



160mm 04-04

AT-C0611

160mm 03-03

AT-C0612

160mm 00-00

T-C0613

160mm 0-0

AT-C0614

160mm 1-1

AT-C0615

160mm 2-2

AT-C0616

160mm 3-3

AT-C0617

160mm 4-4

AT-C0618

カップサイズ
(原寸大)



7.5mm



7mm



6.5mm



5.5mm



5mm



4.5mm



3.5mm



3mm

粘膜剥離剪刀



全長 180mm

AT-MY001

全長 150mm

AT-MY002

痔核鑷子



全長 180mm 先端幅 2mm 有鉤

AT-KS008

痔核鉗子



全長 180mm

AT-KS003

処置具

有柄式肛門鏡



手元部がつや消し加工されている為、光の反射を防ぎ、目が疲れません。



有柄式肛門鏡(L)

AT-KC001
幅 16mm
有効長 90mm

有柄式肛門鏡(M)

AT-KC002
幅 14mm
有効長 70mm

有柄式肛門鏡(S)

AT-KC003
幅 12mm
有効長 60mm

各種サイズあります。特注サイズ承ります。

増田式有柄肛門鏡

特徴

柄と鉤の角度が鈍角である為、操作性に優れています。
肛門診察時の裂肛や肛門ポリープの確認が容易です。
鉤の先がスプーン状になっている為、排便困難時の摘便に便利です。



AT-KC010

- ① 肛門指診の後に潤滑剤を肛門周囲や有柄鉤に十分付けて、先端を合わせる様にしてゆっくりと肛門管内に挿入します。
- ② 直腸に到達したところで(約3cm)ゆっくりと先端を開き内部を観察します。
- ③ 便があるときは、片方ずつ鉤をゆっくりと便と直腸壁の間にに入れて、便をはさむ様にして、手前に引いて摘便します。

肛門拡張ブージーセット



肛門拡張ブージーセット(12本組)

AT-KC005

各種サイズ(全長190mm)


No. 1	10.0mm	No. 7	19.0mm
No. 2	11.5mm	No. 8	20.5mm
No. 3	13.0mm	No. 9	22.0mm
No. 4	14.5mm	No. 10	23.5mm
No. 5	16.0mm	No. 11	25.0mm
No. 6	17.5mm	No. 12	27.0mm

バラ売りも可能です。

肛門径ゲージ

特徴

10mm~40mmまで2mm刻みで
肛門径を計測できます。



AT-AG001

札幌いしやま病院
石山勇司先生
御指導

大腸外科器具




外科剪刀(ロング)

BS-22004	両鈍	反	220mm
BS-24004	両鈍	反	240mm
BS-26004	両鈍	反	260mm
BS-28004	両鈍	反	280mm




チップ付メツェンバーム 剪刀(ロング)

BS-28502 反 280mm



ケリー剥離鉗子(ロング)

BF-30803 300mm 弱弯



ミクスター鉗子

BF-27713 270mm 直角



ドバーキーピンセット(ロング)

BP-30998 300×2.0mm



※各サイズあり

柔軟性腸圧定筥

BH-37040 40×370mm

各種鋼製小物特注承ります。

セントマークス型直腸鉤

先端の形状は、ストレート型、L型、先細型の3種類です。



AT-ST001

セントマークス型直腸鉤
ストレート型タイプ(150×48mm)




AT-ST002

セントマークス型直腸鉤
L型タイプ(150×48mm)




AT-ST003

セントマークス型直腸鉤
先細型タイプ(150×48mm)




AT-ST004

セントマークス型直腸鉤
ストレート型ロングタイプ(180×48mm)



AT-ST005

セントマークス型直腸鉤
L型ロングタイプ(180×48mm)



AT-ST006

セントマークス型直腸鉤
先細型ロングタイプ(180×48mm)

特注例



特注例



各種鋼製小物**特注承**ります。


開創器

直腸鉤（癌研タイプ）

形状やサイズの変更等の特注品も承ります。

高橋孝先生
駐倉薫先生
御指導


(図・A)



直腸鉤癌研 タイプA


AT-KG00A

(図・B)



直腸鉤癌研 タイプB

AT-KG00B



A・Bのように
細かい角度調整
も可能です。

特注例



※ライトガイド付の
特注製作も承ります。

鋼製小物 剪刀



外科剪刀両鈍直

BS-15001	両鈍	直	145mm
BS-18001	両鈍	直	180mm
BS-20001	両鈍	直	200mm
BS-15011	両鈍	直	145mm(ハズシ)
BS-18011	両鈍	直	180mm(ハズシ)
BS-20011	両鈍	直	200mm(ハズシ)



外科剪刀両鈍反

BS-15004	両鈍	反	145mm
BS-18004	両鈍	反	180mm
BS-20004	両鈍	反	200mm
BS-15014	両鈍	反	145mm(ハズシ)
BS-18014	両鈍	反	180mm(ハズシ)
BS-20014	両鈍	反	200mm(ハズシ)



外科剪刀両尖直

BS-15002	両尖	直	145mm
BS-18002	両尖	直	180mm
BS-20002	両尖	直	200mm



外科剪刀両尖反

BS-15005	両尖	反	145mm
BS-18005	両尖	反	180mm
BS-20005	両尖	反	200mm



外科剪刀片尖直

BS-15003	片尖	直	145mm
BS-18003	片尖	直	180mm
BS-20003	片尖	直	200mm



外科剪刀片尖反

BS-15006	片尖	反	145mm
BS-18006	片尖	反	180mm
BS-20006	片尖	反	200mm

鋼製小物 剪刀



メーヨー剪刀直

BS-14401	直	145mm
BS-17401	直	170mm
BS-21401	直	210mm



メーヨー剪刀反

BS-14402	反	145mm
BS-17402	反	170mm
BS-21402	反	210mm



眼科剪刀直

BS-11201	直	110mm
----------	---	-------



眼科剪刀反

BS-11202	反	110mm
----------	---	-------



形成剪刀鈍

BS-13701	直 鈍	130mm
BS-13702	反 鈍	130mm



形成剪刀鋭

BS-13711	直 鋭	130mm
BS-13712	反 鋭	130mm

鋼製小物 剪刀



メツェンバウム剪刀直・反

BS-15101	直	150mm
BS-16101	直	160mm
BS-18101	直	180mm
BS-20101	直	200mm
BS-15102	反	150mm
BS-16102	反	160mm
BS-18102	反	180mm
BS-20102	反	200mm



チップ付メツェンバウム剪刀直・反

BS-15501	直	150mm
BS-18501	直	180mm
BS-20501	直	200mm
BS-15502	反	150mm
BS-18502	反	180mm
BS-20502	反	200mm



スーパーメツェン剪刀反 鋸刃状

BS-18602	反	180mm
----------	---	-------



粘膜剥離剪刀反

AT-MY001	反	180mm
AT-MY002	反	150mm



細部剪刀反鋭

BS-12710	反 鋭	125mm
----------	-----	-------



キルナー剪刀

BS-13710	反	130mm
----------	---	-------

鋼製小物 剪刀



糸切剪刀両尖反

BS-14802 両尖 反 140mm



下甲介剪刀

BS-16911 直 160mm



ギプス剪刀

BS-20301 200mm
BS-23301 230mm



外科剪刀ロング反

BS-22004 両鈍 反 220mm
BS-24004 両鈍 反 240mm
BS-26004 両鈍 反 260mm
BS-28004 両鈍 反 280mm



剥離形成剪刀

BS-19701 反 190mm



スティープンス切開 剪刀

BS-11712 両尖 反 115mm(チップ付)
BS-11722 両尖 反 115mm(鋸刃状)

鋼製小物 鉗子



ペアン止血鉗子 無鉤 直

BF-14001	無鉤	直 140mm
BF-16001	無鉤	直 160mm
BF-18001	無鉤	直 180mm



ペアン止血鉗子 無鉤 反

BF-14002	無鉤	反 140mm
BF-16002	無鉤	反 160mm
BF-18002	無鉤	反 180mm



コッヘル止血鉗子 有鉤 直

BF-14101	有鉤	直 140mm
BF-16101	有鉤	直 160mm
BF-18101	有鉤	直 180mm



コッヘル止血鉗子 有鉤 反

BF-14102	有鉤	反 140mm
BF-16102	有鉤	反 160mm
BF-18102	有鉤	反 180mm



モスキートペアン止血鉗子 無鉤直

BF-12201	無鉤	直 120mm
----------	----	---------



モスキートコッヘル止血鉗子 有鉤直

BF-12301	有鉤	直 120mm
----------	----	---------

鋼製小物 鉗子



モスキートペアン止血鉗子 無鉤反

BF-12202 無鉤 反 120mm



モスキートコッヘル止血鉗子 有鉤反

BF-12302 有鉤 反 120mm



剥離鉗子 無鉤 直

BF-19801 無鉤 直 190mm



剥離鉗子 無鉤 弱弯

BF-19802 無鉤 弱弯 190mm



剥離鉗子 無鉤 強弯

BF-19803 無鉤 強弯 190mm



剥離鉗子 無鉤 アングル

BF-19804 無鉤 アングル 190mm

鋼製小物 鉗子



タオル鉗子 ローナ

BF-10502 100mm
BF-13502 130mm



タオル鉗子 東北大式

BF-13503 130mm



タオル鉗子 バックハウス

BF-13501 130mm



爪切鉗子 120mm

BF-12602 120mm



爪切鉗子 95mm

BF-10601 95mm



爪切鉗子 120mm

BF-12601 120mm

鋼製小物 鉗子



直角鉗子

BF-19905 無鉤 185mm



リスター鉗子 無鉤 直(縦筋)

BF-18601 無鉤 185mm



チューブ鉗子

BF-16701 あやすじ 160mm



アリス鉗子

BF-15141 直 150mm
BF-18141 直 180mm



痔核鉗子

AT-KS003 曲 190mm



麦粒鉗子

BF-27411 反 270mm

鋼製小物 持針器



ヘガール持針器

BN-12001	120mm
BN-13001	130mm
BN-14001	140mm
BN-15001	150mm
BN-16001	160mm
BN-18001	180mm
BN-19001	190mm
BN-20001	200mm
BN-21001	210mm

超硬チップ付



超硬チップ付

ヘガール持針器 先細

BN-16011	160mm
BN-18011	180mm
BN-20011	200mm



超硬チップ付

特注型持針器(シャフト屈曲)

BN-19200 190mm



超硬チップ付

特注型持針器(先端屈曲)

BN-18101 180mm



超硬チップ付

サロット持針器

BN-18701 180mm



超硬チップ付

ヘガールオルソン剪刀付持針器

BN-14501 140mm

鋼製小物 持針器



先端部



超硬チップ付

ライダー持針器

BN-18601 180mm
BN-22601 220mm



超硬チップ付

マイクロ持針器

BN-18710 185mm



超硬チップ付

マッチウ持針器

BN-14002 145mm
BN-17002 170mm
BN-19002 190mm



超硬チップ付

マッチウ持針器(細身)

BN-19003



超硬チップ付

マッチウ持針器(細身先細)

BN-19012



超硬チップ付

ローゼル持針器

BN-19201 190mm
BN-21201 210mm

鋼製小物 持針器



チップ無

マッシュウ持針器(チップ無)

BN-17102	170mm
BN-20102	200mm



チップ無はすし

マッシュウ持針器(チップ無はすし)

BN-19711	190mm
----------	-------

鋼製小物 ピンセット



外科ピンセット 無鉤

BP-13001	無鉤	130mm
BP-15001	無鉤	150mm
BP-18001	無鉤	180mm
BP-21001	無鉤	210mm
BP-23001	無鉤	230mm



外科ピンセット 有鉤

BP-13002	有鉤	130mm
BP-15002	有鉤	150mm
BP-18002	有鉤	180mm
BP-21002	有鉤	210mm
BP-23002	有鉤	230mm



外科ピンセット 無鉤 先細

BP-13003	無鉤	130mm
BP-15003	無鉤	150mm
BP-18003	無鉤	180mm



外科ピンセット 有鉤 先細

BP-13004	有鉤	130mm
BP-15004	有鉤	150mm
BP-18004	有鉤	180mm

鋼製小物 ピンセット



マッカンドウピンセット 無鉤

BP-15701 無鉤 150mm



マッカンドウピンセット 有鉤

BP-15702 有鉤 150mm



アドソンピンセット 無鉤

BP-12501 無鉤 120mm



アドソンピンセット 有鉤

BP-12502 有鉤 120mm



アドソンピンセット ブラウン

BP-12503 ブラウン 120mm



異物ピンセット

BP-13801 130mm

鋼製小物 ピンセット



ルーツェピンセット 無鉤

BP-17901 170mm
BP-21901 210mm 先端30mm先長タイプ



超硬チップ付

※各サイズあり

チップ付ピンセット 無鉤



痔核ピンセット

AT-KS008 有鉤 180mm 先端幅2mm



※各サイズあり

ドベーカー血管ピンセット



虹彩ピンセット

※各サイズあり

各種鋼製小物
ネーム入れ・ラバーコーティング加工
承ります。



その他鋼製小物



ウェイトラナー開創器

BU-16101	160mm	鈍(3×4爪)
BU-16102	160mm	鋭(3×4爪)
BU-13101	130mm	鈍(3×4爪)
BU-13102	130mm	鋭(3×4爪)
BU-11101	110mm	鈍(2×3爪)
BU-11102	110mm	鋭(2×3爪)



日影式吸引嘴管

BK-17510	10mm径	全長270mm
BK-17512	12mm径	全長270mm

剪刀研磨
持針器チップ交換
鉗子・鑷子調整 など
修理承ります。

その他鋼製小物



鳥居剥離子

BL-19901 190mm



※各サイズあり

柔軟性腸圧定筥

BH-37040 40×370mm



※各サイズあり

ランゲンベック扁平鉤

BR-13036 13mm×36mm



両頭扁平鉤

BL-16001 6×25・7×30mm



コッヘル単鉤



筋鉤×双鈍鉤

BL-16002 6mm×15mm

その他鋼製小物



※各サイズあり

平ノミ

BO-22310 両刃 10mm



骨把持鉗子

BB-24010 240mm



超硬チップ付ワイヤーカッター

BW-18801 180mm



※各サイズあり

ケリソンプンチ上斜角

BE-18102 シャフト長180mm 幅2mm
BE-18104 シャフト長180mm 幅4mm



アリゲーターロンジュール




歯科スケラー


そ の 他

内視鏡・肛門手術用処置台

- 背板と足板の長さが同じで、最適なジャックナイフポジションが得られます。
- 電動油圧式（昇降、縦転、屈折機構付き）
- つなぎ目なしの一枚物マットレス
- 内視鏡検査、肛門手術に最適です。



K-1080M-10F



テーブル寸法	1820(L)×600(W)mm
昇降範囲	630～925mm
縦転角度	各 20°
背板	下 40°
定格電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	320VA
重量	150kg

電動診察台

- デジタルアノスコープやスポットライト、モニター等を取付けることができます。
- 昇降位置プリセット機能付。
- オプションで天板色を選べます。
- 肛門科診察室に最適です。



幅 60cm

LP-2F

幅 70cm

LP-5F



診察台設置例

テーブル寸法	1900(L)×600/700(W)mm
昇降範囲	530～930mm
定格電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	300VA
重量	110kg

その他

LED照明灯



製品名	灯数及び灯径	電源	電球及び反射鏡	照度 (距離80cm)	照度切替	色温度	重量
LA-10	1 灯 23cm	AC100V 50～60Hz 0.35A	電球色LED8 個 ミラー反射鏡	60000LUX	無段階	4500°K±5%	33Kg
LA-10KX	1 灯 23cm	AC100V 50～60Hz 0.35A	電球色LED8 個 ミラー反射鏡	60000LUX	無段階	4500°K±5%	13Kg

※演色指数はRa96 ※LED寿命は約40,000時間(照度70%) ※製品の改良改造する場合があります。

バイポーラ凝固器

○肛門科手術に最適です。

定格電源・・・AC100V 50/60Hz
消費電力・・・250VA
重量・・・6kg
本体寸法・・・280(W)×160(D)×170(H)mm

(付属品)

フットスイッチ

(オプション付属品)

バイポーラピンセット、バイポーラコード



AT-BIPO


その他

医療用潤滑剤 Zゼリー




殺菌済

キャップは片手で楽に開閉できます。



キャップの取り外しが可能なため、他容器への移し替えが容易です。



用途

肛門鏡検査・直腸指診及び浣腸・内視鏡検査*・注腸X線検査の施行時における潤滑補助
婦人科及び泌尿器科領域*における潤滑補助
※気管支内視鏡及び尿道カテーテルには使用しないでください。

特徴

保湿効果の高いトレハロースを配合しています。
乾きにくく、刺激の少ない水溶性ゼリーです。
ゴム、プラスチック、金属に影響を与えません。

使用上の注意

本品により湿疹、かぶれ等があらわれた場合は使用を中止してください。
開封後は早めに使用してください。使用後はキャップを必ず閉めてください。

成分

水、グリセリン、プロピレングリコール、ヒドロキシエチルセルロース、トレハロース、パラオキシ安息香酸プロピル
麻酔成分を一切含んでいません。

製品コード	品名	用量	一個入数	貯法	JANコード
AT-ZZ200	Zゼリー	200g	10本	室温保存	4582224623808

Zパッド <滲出液吸収・汚れ防止パッド>

実用新案登録済

手術、処置後のパッドに！薬剤使用時のパッドに！下着なども汚れにくくします！

おしりにやさしい適度な厚みがあります

テープで下着などに貼付できる、ズレにくいパッドです

日本製



特徴

- 防水フィルムが血液などの滲出のリスクを低減します。(適宜交換をお勧めします)
- 吸収体が滲出液を吸収します。(吸水ポリマーは使用していません)
- 両面テープで下着に貼付・固定できます。
- 「かぶれにくく」「ムレにくい」素材を使用しています。

使用上のご注意

- 表面材にテープのない側がご使用面です。
- 本品は表面材及び内容材料を分解せずにそのまま使用してください。(患部に繊維片が残る原因となります)
- 包装が開封、破損及び汚染している場合は使用しないでください。
- 使用後は感染防止に留意し、トイレ等に流さず衛生的に処理してください。

製品コード	品名	サイズ	1袋入数	1箱入数
AT-ZP002	Zパッドテープ付	約145mm×75mm	40個	24袋入り

その他

Zシート <滲出液吸収・汚れ防止シート> 実用新案登録済

日本製



製品コード	品名	サイズ	1袋入数	1箱入数
AT-CS001	Zシート	S 180mm×20mm	50枚	24袋入り

特徴

- ボリューム感・クッション性があり、ソフトな肌ざわりのシートです。
- コットンシートと防水シートが合わさったシートです。
- 滲出液を吸水し、下着などへの漏れを防止します。

使用上のご注意

- 白いシート面が患部側で、青いシートの面が外側です。
- 本品は表面材及び内容材料を分解せずにそのまま使用してください。(患部に繊維片が残る原因となります)
- 包装が開封、破損及び汚染している場合は使用しないでください。
- 使用後は感染防止に留意し、トイレ等に流さず衛生的に処理してください。

おしり用低反発クッション(専用袋付)

- 携帯できる低反発クッションなので、小さく丸めて、専用袋に入ります。
- おしり用クッションには見えないスタイリッシュなデザインと、携帯性があります。

日本製



ボトムクッション

AT-ZC001

携帯用おしり洗浄器

- 水を押し出しやすいソフトボトルです。(携帯用専用袋付)

日本製



ボトムシャワー

AT-BSM 小 (100cc)
AT-BSR 大 (200cc)

 株式会社 荒川製作所

本 社 別 館 〒120-0013 東京都足立区弘道1-3-26
TEL.03-5888-6855 FAX.03-5888-6880

E-mail info@arakawaseisakujo.com
URL <http://arakawaseisakujo.com>

大阪営業所 〒563-0055 大阪府池田市菅原町2-1
TEL.072-750-0133 FAX.072-750-0129